

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目における測定試薬の製造販売中止に伴い、
検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 変更実施日 平成 27 年 8 月 24 日（月）ご依頼分より

■ 変更項目

検査項目	● TPA
	● チミジンキナーゼ活性

● TPA ● チミジンキナーゼ活性

現試薬の製造販売中止に伴い、下表のとおり検査内容を変更させていただきます。基準値はメーカー設定値です。

項目コード No ナピラボコード	検査項目	変更内容	新	現
0578 5 005252102 3	TPA	項目コード	6527 1	0578 5
		ナピラボコード	005251002 5	005252102 3
		検査方法	CLIA	RIA 固相法
		基準値(単位)	75 未満 (U/L)	70 以下 (U/L)
		報告範囲	3 未満, 3~4000, 4001 以上	10 以下, 10~2000, 2000 以上
		検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
		保存温度	凍結	冷蔵
		所要日数	4~6 日	2~4 日
	測定場所	日本医学臨床検査研究所(&口)	エスアールエル八王子ラボラトリー	
5633 0 00382A102 4	チミジンキナーゼ活性	項目コード	6528 9	5633 0
		ナピラボコード	003821002 4	00382A102 4
		検査方法	CLIA	Radioenzyme Assay
		基準値(単位)	7.5 以下 (U/L)	5.0 以下 (U/L)
		報告範囲	2.0 未満, 2.0~9999.9	1.0 以下, 1.0~99000000
		検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
		保存温度	凍結	冷蔵
		所要日数	4~6 日	3~5 日
	測定場所	日本医学臨床検査研究所(&口)	エスアールエル八王子ラボラトリー	

▼ 現法と新法の比較

