

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、容器を凍結、冷蔵した状態で何らかの衝撃を加えた場合、ごく稀に容器が破損する事が判明しました。保存温度室温にて検証をおこなったところ、容器破損リスクを軽減することが確認できましたので、保存温度を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

■ 実施日 2020年10月30日(金) ご依頼分より

### ■ 変更項目

| 項目コード  | 検査項目                      | 容器         | 変更内容      | 新  | 現  |
|--------|---------------------------|------------|-----------|----|----|
| 2582 1 | クラミジアトラコマティス DNA          | V50<br>U10 | 保存<br>(※) | 室温 | 冷蔵 |
| 2655 0 | 淋菌 DNA                    |            |           |    |    |
| 6454 2 | 淋菌およびクラミジアトラコマチス DNA 同時同定 |            |           |    |    |

(※) 保存：ご提出いただく検体の保存条件です。  
保存安定性は室温28日です。

