

採血管の影響についてのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、アスペルギルス抗原測定におきまして、ニプロ株式会社の一部採血管を使用した場合、偽陽性となることが判明いたしました。
アスペルギルス抗原をご依頼の際には、該当採血管のご使用をお避けください。
先生方にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象項目

項目コード	検査項目
2696 9	アスペルギルス抗原

■ 対象採血管

ネオチューブRC-S、RC-SH、RC-ST、RC-THR、フリーチューブRC
(ニプロ社製品)

